

Détergent désinfectant surfaces hautes FB SPRAY



Large spectre anti-microbien.
Actif sur Bacillus Sutilis et Clostridium Difficile.
Sans CMR, sans alcool, sans colorant, sans parfum.
Large compatibilité avec les matériaux.
Contact alimentaire.



Solution prête à l'emploi à PH neutre pour le nettoyage et désinfection des surfaces hautes en 1 seule opération.



Formule

Actifs:
Chlorure de didecylidiméthylammonium.
Agents de surfaces non ioniques.



Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté.
Activité :

- Bactéricide :
EN1276, EN13727 + A2, EN13697, EN14561.
- Levuricide :
EN13624, EN1650 +A1, EN13697, EN14562.
- Fongicide :
EN13697, EN1650, EN13624, EN14562.
- Virucide :
EN14476 +A1 sur Rotavirus, PRV (virus modèle de l'hépatite B), DBV, (virus modèle de l'hépatite C, Virus VRS.
- Sporicide :
NFT 72-230 / EN13704 sur B.Subtilis et Clostridium Difficile.



Mode d'emploi

1^{ère} utilisation du vaporisateur : Porter des gants et déverrouiller le pistolet.
Pulvériser uniformément le FB Spray directement sur la surface à traiter ou sur une lingette sèche non-tissé à usage unique.
Répartir la solution sur la surface avec la lingette.
Le temps de contact doit être conforme avec l'activité antimicrobienne recherchée.
Laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche non tissée à usage unique.
Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de la surface traitée ou pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.



Précautions d'emploi

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.
Produit biocide TP02/03/04.



Conditionnement

REF : 1078640
Spray 750ml.
Carton de 12 sprays.
Palette de 50 cartons.