

Compresse en non-tissé non-stériles

Description

Compresse non-tissé prêt à l'emploi, non stériles, en viscose et polyester.

Stérilisable-A 121 °C

Pour blessure externe

Très absorbant et doux pour la peau

65% viscose, 35% polyester

Conditionnement par sachet de 100

Poids : 40g/m²



Référence	Dimensions	Conditionnement
CM_01	5 cm x 5 cm – 4 plis	Sachet de 100
CM_02	7,5 cm x 7,5 cm – 4 plis	Sachet de 100
CM_03	10 cm x 10 cm – 4 plis	Sachet de 100

SARL Fournisseur Matériel Médical (F.M. MEDICAL)
280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France
RCS ARRAS 532 788 700
Tél.:09 51 51 95 71
Email : contact@fournisseur-medical.com
Site web : www.fournisseur-medical.com