


PINCE DE CHERON / CHERON FORCEPS	
Référence / <i>Reference</i>	Forme / <i>Form</i>
PS3210025	Droite / <i>Straight</i>
PS3200025	Coudée / <i>Curved</i>

<u>Fabricant / Manufacturer</u> Prince Medical 64 rue Gutenberg ZA La Sente Du Moulin 60530 ERCUIS	<u>Référentiels / Referential</u> Organisme notifié / <i>Notified Body</i> N° de certificat / <i>Certificate N°</i> Validité / <i>Validity</i>	<u>ISO 9001 : 2008- NF EN ISO 13485 :2012</u> Gmed -0459 8565 / 10229 30/12/2017
---	--	--

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials

- ABS / *ABS*


Utilisation / Use

Le pince de Cheron est utilisée pour réaliser des nettoyages et des soins au niveau du col utérin (pansements, compresses...). Elle est également utilisée dans le set de pose de stérilet pour tenir le fil du stérilet / *The Cheron forceps are used for the cervix cleaning and care (bandage, compress...). It is also used with IUD insertion kit to hold the thread of the coil.*

Présence de Latex / Contains Latex : Non / No

Usage unique / <i>Single use</i>	Oui / <i>Yes</i>
Stérile / <i>Sterile</i>	Oui / <i>Yes</i>
Mode de stérilisation / <i>Sterilization method</i>	Oxyde d'éthylène / <i>Ethylene oxide</i>
Péremption / <i>Expiration</i>	3 ans / <i>3 years</i>

<u>Marquage CE / CE marking</u>	
Classe / <i>Class</i>	I Stérile / <i>I Sterile</i>
Organisme notifié / <i>Notified Body</i>	Gmed - 0459
Attestation / <i>Attestation</i>	n°26672
Validité / <i>Validity</i>	30/12/2017

Conditionnement / Packaging

Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile / *Box of 20 units in individual sterile packaging*