




# Stan

Le fauteuil de transfert qui ne ressemble à aucun autre !



CE



- **Léger et peu encombrant :**

Avec un cadre et des composants se repliant très rapidement, ainsi qu'un **poids de 10 kg**, le fauteuil STAN sera un compagnon de route idéal.

- **Sécurisant :**

De série, le fauteuil STAN est équipé d'un **système de freinage pour tierce-personne très efficace** que l'utilisateur lui-même peut aussi activer (freins d'un fauteuil standard). Livré avec **ceinture ventrale**.



## Design unique

- **Pratique :**

**Quatre poches**, dont deux munies de fermetures à glissières, ont été installées à l'arrière du dossier et sous l'assise, pour vous faciliter la vie.










- **Fonctionnel :**

Le fauteuil STAN est équipé de **repose-pieds amovibles et escamotables**, et d'un **dossier pliant**.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

largeur d'assise	profondeur d'assise	largeur hors-tout	hauteur assise	largeur plié	poids (kg)	poids maxi utilisateur (kg)
						
40 43 48	43 43 43	57 60 65	44 44 44	32 32 32	10,2 10,5 10,7	80 115 115

Toutes les cotes sont en cm. ± 1 cm.

## DUPONT MEDICAL

Parc d'activités Eiffel Energie - Site de Ban la Dame  
BP 19 - 54390 FROUARD (France)  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496  
<http://www.dupont-medical.com>

**MOBILY**<sup>®</sup>  
Une marque de DUPONT MEDICAL