

precisa® N

Precision that lasts a lifetime

SPHYGMOMANOMETERS



precisa® N aneroid sphygmomanometer

Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
 - Microfilter protects air release valve and measuring system
 - Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mm Hg
 - Specially tempered copper-beryllium diaphragm, with precision movement and almost non-aging
 - Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mm Hg
 - Made in Germany
- Latex bulb for pumping up the cuff
 - Metal valve base
 - Ergonomic spoon-shaped grip of stainless steel
 - Aluminium casing, stainless steel spoon
 - Linear, tilted aluminum scale, from 0 to 300 mm Hg (easily legible)
 - Maximum error tolerance +/- 3 mm Hg
 - Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs
- precisa® N with cotton bandage cuff for adults
 - precisa® N with cotton hook cuff for adults
 - precisa® N with calibrated nylon velcro cuff for adults
- 1-tube Art. No.: 1362-101
 - 1-tube Art. No.: 1362-104
 - 1-tube Art. No.: 1362
 - 2-tube No.: 1363-103
 - 2-tube No.: 1363-106
 - 2-tube No.: 1363



Rudolf Riester GmbH | P.O. Box 35 | Bruckstr. 31 | D-72417 Jungingen | Germany
Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax: (+49) +7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

precisa® N Aneroid-Blutdruckmessgerät

Erhältlich aus Metall mit Aluminiumgehäuse und einfacher Schlauch-Steckverbindung. precisa® N ist das ideale Mobil-, Zweit- und Reservegerät für jede Praxis und jedes Krankenhaus. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium Membrane, Präzisionswerk nahezu alterungsfrei

- Ball zum Aufpumpen der Manschette
- Ventilsockel aus Metall
- Ergonomischer Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Lineare Skala, von 0 - 300 mm Hg (gut ablesbar)

- precisa® N with cotton bandage cuff for adults
- precisa® N with cotton hook cuff for adults
- precisa® N with calibrated nylon velcro cuff for adults

- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg

- Lineare Skala, von 0 - 300 mm Hg (gut ablesbar)
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -Ausführungen

- 1-Schlauch Art.-Nr.: 1362-101
- 1-Schlauch Art.-Nr.: 1362-104
- 1-Schlauch Art.-Nr.: 1362
- 2-Schlauch Art.-Nr.: 1363-103
- 2-Schlauch Art.-Nr.: 1363-106
- 2-Schlauch Art.-Nr.: 1363

precisa® N tensiometre anéroide

Disponible en version métal avec boîtier en aluminium et avec raccordement simple pour la tubulure. Le modèle precisa® N est idéal en tant qu'appareil de déplacement, appareil secondaire ou de réserve dans tout cabinet médical et tout établissement hospitalier. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « LF » Sans Latex).

- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure

- Poire latex pour le gonflage du bassard
- Socle de valve en métal
- Poignée-cuillère ergonomique en acier inoxydable
- Raccord simple à emboîtement pour la tubulure

- precisa® N brassard enveloppant Adulte
- precisa® N brassard à crochets Adulte
- precisa® N brassard à velcro Adulte

- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg

- Graduation linéaire inclinée, de 0 à 300 mm Hg (bonne lisibilité)
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

- 1-tube Réf.: 1362-101
- 1-tube Réf.: 1362-104
- 1-tube Réf.: 1362
- 2-tubes Réf.: 1363-103
- 2-tubes Réf.: 1363-106
- 2-tubes Réf.: 1363

precisa® N esfigmanómetro aneroide

Disponible en metal, con carcasa de aluminio y conexión de tubo enchufable o. precisa® N es ideal como tensiómetro móvil, secundario o de reserva para cualquier consulta y hospital. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia „LF“).

- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición

- Pera de látex para inflar el brazalet
- Base de válvula metálica
- Mango de cuchara ergonómico de acero inoxidable
- Sencilla conexión enchufable del tubo

- precisa® N manguito arrollable, adultos
- precisa® N manguito con gancho, adultos
- precisa® N manguito de velcro, adultos

- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg

- Escala de aluminio lineal, inclinada, 0 - 300 mm Hg, de fácil lectura
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de manguito

- 1-tubo Art.-No.: 1362-101
- 1-tubo Art.-No.: 1362-104
- 1-tubo Art.-No.: 1362
- 2-tubos Art.-No.: 1363-103
- 2-tubos Art.-No.: 1363-106
- 2-tubos Art.-No.: 1363

Sfigmomanometro aneroide precisa® N

Disponible in metallo con alloggiamento in alluminio e semplice attacco a innesto per tubo. precisa® N è ideale come strumento portatile, doppio o di scorta per ogni ambulatorio e ogni ospedale. Disponibile anche nella versione senza lattice (si prega di indicare LF nell'ordine).

- Valvola di sfiato aria, tarata di precisione e antiusura
- La valvola di sfiato e il sistema di misura sono protetti da un microfiltro

- Monopalla in lattice per l'insufflazione del bracciale
- Base della valvola in metallo
- Ergonomica impugnatura a cucchiaio in acciaio inossidabile

- precisa® N bracciale a fascia in cotone adulti
- precisa® N bracciale a ganci in cotone adulti
- precisa® N bracciale in velcro di nylon calibrato adulti

- Membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione praticamente inalterabile nel tempo
- Membrana resistente a pressioni elevate fino a 600 mm Hg

- Scala lineare, da 0 a 300 mm Hg (ottima lettura)
- Tolleranza massima d'errore: +/- 3 mm Hg
- Ampia scelta di bracciali di diverse misure e versioni

- 1-tubo No. 1362-101
- 1-tubo No. 1362-104
- 1-tubo No. 1362
- 2-doppio tubo No. 1363-103
- 2-doppio tubo No. 1363-106
- 2-doppio tubo No. 1363

precisa® N анероидный тонометр

Поставляется как модель из пластика в алюминиевом корпусе с простым шланговым соединением или по выбору в прочном корпусе из пластика с хромированными винтами для шланга. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.
- Микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему.

- Латексная груша для накачивания манжеты.
- Металлическое основание клапана.
- Эргономичная рукоятка из нержавеющей стали.

- precisa® N тонометр с обматывающей манжетой для взрослых
- precisa® N тонометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых
- precisa® N тонометр с манжетой на липучке для взрослых

- Со специально отвержденной практически неизнашивающейся медноберилевой мембраной.
- Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.

- Максимально допустимая погрешность прибора +/- 3 мм рт. ст.
- Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт. ст.
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей.

- 1 шланговый № 1362-101
- 1 шланговый № 1362-104
- 1 шланговый № 1362
- 2 шланговый No.: 1363-103
- 2 шланговый No.: 1363-106
- 2 шланговый No.: 1363