



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE: 022-1

PANSEMENT ROSE SUPPORT COTON EXTENSIBLE



I) Caractéristiques des pansements

Nom: Pansement tissé extensible

Emballage : individuel

Support : Tisse base coton extensible

Couleur : Rose

Adhésif : Colle forte base latex

Compresse : Intissé avec film antiadhérent

Dimensions du pansement : 18cm x 2cm

Dimensions de la compresse : compresse continue 32mm x 20mm

Présentation : unitaire en vrac, paquets de 50 ou de 100.