

# Sondes Nelaton

stérile

**Fabricant:** ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., Pologne

## Description:

- Utilisé lors d'un sondage urinaire



## Caractéristiques:

- PVC souple et élastique, résistant à la torsion et au pliage
- Extrémité légèrement arrondie pour une insertion atraumatique facilitée de la sonde
- Deux orifices latéraux à bords ovales
- Transparent pour permettre les contrôles visuels
- Système de couleur indiquant la taille au niveau du connecteur, correspondance numérique de la taille indiquée sur l'emballage
- Stérile, par Oxyde d'Éthylène
- Emballage en feuille d'aluminium



## Tailles et Références:

Références	Longueur	Couleur	Taille	Conditionnement
<b>CN-06-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Vert clair</b>	<b>Ch 6</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-08-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Bleu</b>	<b>Ch 8</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-10-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Noir</b>	<b>Ch 10</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-12-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Blanc</b>	<b>Ch 12</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-14-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Vert</b>	<b>Ch 14</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-16-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Orange</b>	<b>Ch 16</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-18-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Rouge</b>	<b>Ch 18</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-20-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Jaune</b>	<b>Ch 20</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-22-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Bleu</b>	<b>Ch 22</b>	<b>100 pièces</b>
<b>CN-24-40</b>	<b>400 mm</b>	<b>Rose</b>	<b>Ch 24</b>	<b>100 pièces</b>