

Dénomination

Tubulure **EasyBag**[®] double voie pour pompe **APPLIX**[®] Smart

Description

Tubulure d'administration de nutrition entérale double voie pour pompe **APPLIX**[®] Smart

Caractéristiques produit

Composants

P.V.C souple sans DEHP*

(*DEHP: di-(2 ethylexyl)-phtalates)

Dimensions :

- Longueur 2000 mm
- Diamètre interne : 2,9 mm

Site de médication en T

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Marquage CE :

N° de l'organisme notifié **CE 0123**

Pour plus d'information, parlez-en avec votre médecin.