

DISTRIPHAC
37, Rue Denimal
59490 SOMAIN
Tel : 03.27.96.88.64
Fax : 03.27.92.63.14

COTON CARDE ECRU 500g
Présentation « accordéon »

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques générales :

- Unité primaire d'emballage : accordéon/zigzag 500g sous sac plastique
- Poids net : 500g +/-2%
- Identification : Pures fibres de coton
- Fibres étrangères : Peu - rares et isolées
- Conditionnement : Caisse carton

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Couleur crème – sensiblement inodore
Longueur des fibres : >10mm
Pouvoir hydrophobe : Conforme Pharmacopée Française
Cendres sulfuriques : <1,5%

SYLVAIN LECOEVRE
Responsable Qualité