

## COMPRESSE ABSORBANTE NON STERILE (PANSEMENT TYPE AMERICAIN)

Aussi appelé pansement américain.

- Enveloppe soyeuse formée de double-couches non-adhésives
- Une couche de tissu blanchi pour la répartition des sécrétions
- Non-adhérentes
- Une couche absorbante en flocons de cellulose doux au dos, une couche de cellulose respirante, aquaperlante, empêchant le passage des sécrétions.
- Indiqué pour les plaies fortement exsudatives
- Absorbant à usage unique utilisé pour l'absorption des saignements et pour la compression.
- Compresse de ouate de cellulose 100% exempt de chlore stérilisable à 121°C



**SARL Fournisseur Matériel Médical ( F.M. MEDICAL )**  
**280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France**  
**RCS ARRAS 532 788 700**  
**Tél.:09 51 51 95 71**  
**email : [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)**  
**site web : [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)**