




Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



## Fiche technique

# Pyjamas de bloc Tuniques et pantalons

### Référence(s)

Référence	Taille	A	B	C	D	Conditionnement
P35PBXS	XS	70 cm	49 cm	103 cm	45 cm	25
P35PBS	S	70 cm	52 cm	104 cm	51 cm	25
P35PBM	M	72 cm	55 cm	105 cm	54 cm	25
P35PBL	L	75 cm	57 cm	109 cm	56 cm	25
P35PBXL	XL	79 cm	63 cm	110 cm	60 cm	25
P35PB2XL	2XL	80 cm	72 cm	116 cm	66 cm	25
P35PB3XL	3XL	80 cm	78 cm	116 cm	73 cm	25

### Description

Un sachet polyéthylène contient:  
- 1 tunique, 2 poches, bleu foncé  
- 1 pantalon, liens à la taille, bleu foncé

### Matière(s)

SMS (polypropylène), 35g/m<sup>2</sup>

### Conditionnement

Un carton contient l'ensemble des sachets individuels

### Fabricant

Medline International France SAS  
EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 89/686/CEE relative aux Équipements de Protection Individuelle  
Classe EPI: I



© 2015 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés

TDS\_ScrubWear06\_P35PBx\_FR01 01.01.INT.12