

Désignation **DOIGTIERS type LEGUEU 2 doigts médicalement propre à usage unique**

Designation *Disposable socially clean 2 fingerstalls LEGUEU type*

Référence / Reference **DGL-03**

Décontamination **Traitement par rayonnement gamma 25kgy**

Decontamination *Gamma ray treated 25kgy*

Destination/utilisation **Dispositif pour la protection de la main lors d'examens médicaux en exploration gynécologique et proctologie**

Destination/use *Hand protection device for medical examinations : gynecological and anal exploration*

Composition	SANS LATEX
<i>Composition</i>	Polyéthylène blanc opaque
	<i>LATEX FREE</i>
	<i>Opaque white polyethylene</i>

Caractéristiques **Couleur : Blanche**

Dimensions

Epaisseur paume: 0,036mm (+/-1mm)

Longueur 240 mm (+/-5mm)

Largeur 197 mm (+/-3mm)

Characteristics

Colour : White

Dimensions

Palm thickness 0,036 mm (+/-1mm)

Length 240mm (+/-5mm)

Width 197 mm (+/-3mm)

Conformité **Directive Européenne 93/42/CE**

Classe : 1

Conformity

European Directive 93/42/EC-Class : 1

Emballage **Sachet distributeur de 100 doigtiers, chaque doigtier emballé dans une pochette individuelle**

Packing *Dispenser bag of 100 fingerstalls, each fingerstall is packed in an individual pouch*

Conditionnement **Carton de 25 sachets de 100 doigtiers**

Packaging *Carton of 25 bags of 100 fingerstalls*

Couleur d'impression des emballages **Rouge**

Printing colour of the packaging

Red

Fabrication **L.C.H. France : certifiée ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003**

Manufacturing *LCH France : registered ISO 9001 : 2008 and ISO 13485 : 2003*