

Pansement à découper Support non tissé extensible avec compresse

Pansement adhésif recouvert d'une masse adhésive acrylique présentant une haute tolérance cutanée.

Compresse neutre non absorbante recouverte d'un film de polyéthylène pour une meilleure cicatrisation
Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.

Pansement blanc souple et flexible pour la peau sensible.

Masse adhésive acrylique pour les peaux sensibles.

Support non tissé souple et doux.

S'adapte parfaitement aux galbes corporels.



Les tailles disponibles:

FM77380 - 6 cm x 5 m

FM77390 - 8 cm x 5 m

SARL Fournisseur Matériel Médical (F.M. MEDICAL)
280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France
RCS ARRAS 532 788 700
Tél.:09 51 51 95 71
email : contact@fournisseur-medical.com
site web : www.fournisseur-medical.com