









ALESE USAGE UNIQUE SUPER



Nom du produit	Alèse SUPER		
Référence	A64E	A66E	A69E
Taille	60 x 40 cm	60 x 60 cm	60 x 90 cm
Capacité d'absorption AFNOR NFQ 34-014	420 ml	600 ml	960 ml
Capacité d'absorption ROTHWELL ISO 11948-1	750 ml	1 000 ml	1400 ml
Description	Couche dessus d'absorption douce, renforcée par une couche dessous plastifiée imperméable. Bordures anti-fuites.		
Composition	18 g/m2 (+/-2) - 100 % fibres longues, sans chlore		
Origine	Fabrication FRANCE 		
Informations Complémentaires	Fabrication ISO 9001 – ISO 14001		 
LOGISTIQUE			
	A64E	A66E	A69E
Conditionnement	4 x 60 pièces	4 x 60 pièces	4 x 30 pièces
Format du carton (cm)	60 x 40 x 38	60 x 40 x 38	60 x 40 x 32
Poids du carton	9,78 kg	12,42 kg	10,06 kg
Nombre de cartons/Palette	20 cartons, soit 4800 pièces	20 cartons, soit 4800 pièces	24 cartons, soit 4800 pièces
Stockage et conservation	Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil Stockage entre -5° C et 40° C  <80%   -5°C 40°C		

Rev: 10/10/2018