

Coussin de calage pour PLS



Ce coussin de calage permet de mieux respecter l'axe tête-cou-tronc de la victime lors d'une mise en PLS.

- Offre **plus de sécurité** dans le cas d'un traumatisme de la colonne vertébrale.
- **Conception approuvée** : Les 2 coussins assemblés s'adaptent à toutes les morphologie (Adulte ou enfant)
 - **Hauteur réglable** : 4, 7 ou 11 cm.
 - **Entretien facile** : Revêtement traité antibactérien.
 - **Pliable**, donc simple à stocker.

Caractéristiques de ce coussin pour PLS

Dimensions coussin bas : 20/20/4 cm
Dimensions coussin haut : 20/20/7 cm.
Dimensions repliées : 20/20/11 cm.
Poids : 260 grammes.