


Immobilisateur de tête pour plan dur



Pratique : Cet **immobilisateur de tête** est adaptable sur tous les **plans durs** !

- Immobilisateur en mousse rigide et plastifié très résistant, totalement **imperméable** et d'un **entretien très simple**.

- Il s'adapte aux **civière**s et **brancards** grâce à ses boucles et velcros qui se fixeront très simplement.

Pratique et très fonctionnel : ses coussins de tête avec orifices permettront à la victime d'entendre distinctement le discours des personnels soignants.

Cet immobilisateur de tête pour Plan dur comprend :

- Une base à fixer.
- 2 coussins de tête.
- Une sangle frontale et une autre mentonnière.

La coquille universelle d'**immobilisation de tête** est l'outil de manipulation de patients **le plus simple et performant**.

Elle vous sera d'une grande aide dans l'immobilisation de la tête et du cou.

Composée de vinyle, totalement imperméable, **radio-transparente** et simple d'entretien.

Compatible avec toutes civières de type Scoop et brancards grâce aux boucles et velcros.

Longueur : 400 mm.
Largeur : 260 mm.
Hauteur : 170 mm.
Poids : 0,794 kg.