



MaiMed[®] - med strips MaiMed[®] - Pansements

Produktdaten:

Caractéristiques du produit:



Produktbeschreibung:

Description du produit :

Gebrauchsfertige Pflasterstrips aus Vliesstoff mit zentralem Wundkissen, unsteril, besonders hautfreundlich durch Polyacrylat Kleber.

Pansements en non-tissé non stérile avec compresse centrale, prêt à l'emploi et hypoallergénique grâce à l'adhésif polyacrylate.

Bemerkungen:

Remarque/ Utilisation:

Für den alltäglichen Gebrauch bei kleineren Verletzungen.

Pour les petites blessures mineures du quotidien convient aux adultes et enfants et assure une protection après prélèvement sanguin, coupure légère, dermabrasion.

Ausführungen:

Tailles:

Artikelbeschreibung / Description du produit	Art.Nr. / REF Références	Farbe / Couleur	Größe / Dimensions	Pack.-Inhalt / conditionnement	EAN	PZN	Pack / VE
Pflasterstrips / Pansements Classic	FM77424	weiß / blanc	1,9 x 4cm	100 St. / boite de 100	4046153105823	09080526	100
Pflasterstrips / Pansements Classic	FM77425N	weiß / blanc	1,9 x 7,2cm	100 St. / boite de 100	4046153105786	09080549	100
Pflasterstrips / Pansements Classic	FM77423	weiß / blanc	3 x 7,2cm	100 St. / boite de 100	4046153105809	09080532	100

Qualitätssicherung:

Management Qualité:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / Directive 93/42/CEE

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / Marquage CE sur tous niveaux de packaging

CE- Klassifizierung: Klasse I / Dispositif Médical: Classe I

Verwendbarkeit:

Validité:



5 Jahre / 5 ans

Material:

Matériaux:

Trägermaterial:

Support:

Vliesgewebe

Tissu en nontissé

Wundaufgabe:

Comresse:

Polyester

Polyester

Kleber:

Adhésif:

Polyacrylatkleber

Polyacrylate

Produktbild:

Image du produit:



Symbole:

Symboles:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Pour plus d'informations, visitez www.MaiMed.de



Fabricant:
MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen
Germany

Kontakt: @ info@mamed.de
Contact: www.MaiMed.de
+49 - 5195/9707-0
+49 - 5195/9707-100

Distributeur France:
F.M. Medical
280, rue Berthie Albrecht
62110 Hénil-Baumont
France

Kontakt: @ www.fournisseur-medical.com
Contact:
+33 (0) 9 51 51 95 71
+33 (0) 9 56 51 95 71