

<i>Description générale</i>	Pince à plis cutané électronique affichage LCD	
<i>Pièces jointes</i>	Non	
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Oui	Batterie 1 x CR2032
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon savonneux ou de l'alcool à 70°C
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'ABS comme l'acétone	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Plastique ABS	
<i>Contient du latex</i>	Non	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un blister
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre à l'abri de la chaleur et des rayons solaires
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références + extensions</i>	44 444 80	
<i>Désignation</i>	Pince à plis cutané	
<i>Dimensions Lo x La (mm)</i>	110 x 55	
<i>Epaisseur (mm)</i>	19	
<i>Cadran Lo x La (mm)</i>	24 x 11	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	40	
<i>Couleurs</i>	gris	
<i>Mesure</i>	En mm ou inch	
<i>Résolution</i>	0.01mm	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de connaître le pourcentage de tissu adipeux sub cutané. Méthode de Jackson and Pollock.	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi avec l'appareil.	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas mouiller, ne pas faire tomber. Lors du nettoyage faire attention de ne pas verser de liquide dans le dispositif, appareil non étanche. Dispositif mono personnel doit être nettoyer après chaque utilisation et désinfecté si changement de personnes. Risque de contamination croisée.	
<i>Recyclage</i>	Oui	
<i>Récupération</i>	Dans des containers électrique et électronique. Pour la pile dans un récupérateur de piles usagées auprès de votre distributeur , voir également procédure PILES sous www.comed.fr	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui voir procédure DEEE sous www.comed.fr / (bouton SR626SW) / Non	
<i>PVC / Phtalates</i>	Non / Non	
<i>Données de sécurité</i>	Symboles de dangers = nul Phrases R et S = nul	