



PRODUIT

Boules de coton hydrophile, sous sachet polyéthylène.
Marquage CE : Dispositif Médical non-invasif, à usage unique, de classe I, non stérile.

Les boules de coton peuvent être utilisées :

- Comme support de liquide antiseptique pour le nettoyage et le badigeonnage de la peau et pour les soins
- Comme barrière mécanique pour la compression et pour l'absorption des exsudats

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Capacité d'absorption : 23g/g
Temps d'immersion : 10s max
Cendres sulfuriques : 0,40 max
Substances solubles dans l'eau : 0,40 max
Substances solubles dans l'éther : 0,40 max
Fluorescence : nul
pH : 7,5 – 8

PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT

Boules de couleur blanche 0,6-0,7g
Emballage en plastique : 40µ LDPE, 380mm x 600mm
Emballage carton : par 8
Dimensions du carton : 495mm x 295mm x 320mm
Cartons par palette : 42 cartons
Hauteur maximale de la palette : 2,40 m
Poids : Sachet de 700 boules, Poids = 420g à 490g, Carton 750g
Sachet et carton : avec référence du jour de production + numéro de lot
Pays d'origine : France
Fabricant : DistriPhac