

# Kit literie

## PROTECTION LITERIE



*Utilisateurs :*

Patients



### Description produit:

- Destiné à la protection de la literie en milieu hospitalier.
- Inclut : 1 drap plat, 1 drap housse, 1 taie d'oreiller en matière absorbante de qualité supérieure,
- Coloris disponible: Blanc

### Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Produit à usage unique



Références	Dimensions	Coloris	Matière
Drap plat (53036-02)	150 x 240 cm	Blanc	Non-tissé polypropylène (SMS)
Drap housse (53082-02)	90 x 200 cm		
Taie d'oreiller (53052-02)	65 x 65 cm		



# Kit literie

## PROTECTION LITERIE

### DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000019766	1	1 / 50	24 cartons
Dimensions carton	Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Code GTIN
32 x 46 x 21,5 cm	610 g	6,1 kg	Carton : 3700901307457
Fabrication	Durée de vie		
Chine	5 ans		
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

### Produit associé

Couverture 198 x 110 cm

Réf: 530866

