

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par BOITE (=UC)

Couleur	NATUREL
Origine	Chine
Taille	M
Poids à la pièce	4,20 g
Quantité	100 gants
Caractéristique	POUDRE

**COMPOSITION**

VINYLE NATUREL


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

NON STERILE / AMBIDEXTRE / MANCHETTE A BORD OURLES AQL 1,5

**NORME**

Contact alimentaire, EN 420, EN 455-1/2, EN 374-1

EPAISSEUR DES DOIGTS en mm (+/-0,02) : 0,08 /  
 DE LA PAUME : 0,08  
 LONGUEUR ( en mm ) : du gant : 240 / de la paume : 98  
 du pouce : 57 / de l'index : 69 / du majeur : 80

de l'annulaire : 74 / du petit doigts : 57

ELONGATION JUSQU'À CASSE AVANT / APRES VIEILLISSEMENT en % : 330 - 310  
 RESISTANCE AVANT / APRES VIEILLISSEMENT en Mpa : 9,3 - 9,3

Référence douanière : 39262000

**INFOS COMMERCIALES**

**Utilisation :**  
 Tous les domaines.

Quantité de gants par unité de vente : 1 000

**Présentation :**  
 Vinyle naturel

**Bénéfices client :**  
 Barrière efficace contre les souillures et contaminations.

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	BOITE CARTON	
Quantité UC	10	1	
Poids kg	5,40		
Longueur cm	23,00	22,00	
Largeur cm	22,50	11,00	
Hauteur cm	26,50	5,00	
Code EAN	3378927502813	3378927502806	

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	7
UV par palette	84
Hauteur palette en m	2,01
Volume UV en m3	0,0137