



GANT VINYLE PREMIUM - AQL 1,5

RÉFÉRENCE 1102

SPÉCIFICATION : USAGE UNIQUE à stocker dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures extrêmes. Marque PARMADIS déposée.

Les gants vinyle Premium Parmadis® ne contiennent pas de latex et sont donc adaptés aux personnes allergiques.

	SMALL 6/7	MEDIUM 7/8	LARGE 8/9	X-LARGE 9/10
Largeur	80 mm +/- 10 mm	95 mm +/- 10 mm	110 mm +/- 10 mm	≥ 110 mm
Longueur	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Épaisseur extrémité du doigt (min)	0,08 mm	0,08 mm	0,08 mm	0,08 mm
Épaisseur de la paume (min)	0,06 mm	0,06 mm	0,06 mm	0,06 mm

Matériau de base : Polychlorure de vinyle

Poudrage : Amidon de maïs

Forme : Ambidextre

Nos gants vinyle premium Parmadis sont testés selon les normes EN374-2, EN455-1 et EN455-2.

Ils sont compatibles au contact des aliments non gras.

Conditionnement : Boîte de 100 gants / Colis de 10 boîtes / Palette de 70 colis.

CRISTAL DISTRIBUTION

518 Route de Blangy

14130 Le Torquesne

☎ 02 31 48 69 00 - 📠 02 31 61 10 10

SAS au capital de 872 200 €. 333 210 789 RCS St Etienne – TVA intracommunautaire FR 43 333210789