



Curette dermatologique jetable

- Lames en acier inoxydable avec poignée PP
- Manche cannelé pour une prise en main et un contrôle assurés
- Identification de la taille sur chaque curette
- Utilisées pour le curetage de tissus, essentiellement cutanés
- Les curettes sont stériles et à usage unique
- Domaines cliniques : dermatologie, chirurgie, médecine vétérinaire et pédiatrie


Dimensions :



Conditionnement : chaque curette est contenue dans un emballage blister, 20 pcs par boîte de distribution, 20 boîtes par carton d'expédition

Manipulation sans risque

- Conserver tout nouveau produit dans un lieu sec, propre et sûr
- Éviter les températures élevées, l'humidité élevée et l'exposition directe à la lumière du soleil, ne pas mouiller et conserver à température ambiante
- Ne pas conserver avec les produits chimiques ou dans un lieu exposé aux gaz
- Il est nécessaire de vérifier la période d'utilisation sur chaque emballage (conservation 5 ans)
- En vérifiant la période d'utilisation sur chaque emballage et boîte, jeter les produits dont la période d'utilisation est expirée
- Avant chaque utilisation, vérifier que le produit ne présente pas de : composants détachés, tordus, cassés, fendus, usés ou fracturés.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou défectueux. Mettre le produit à l'écart s'il est endommagé.
- Réutilisation interdite
- Restérilisation interdite
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Ne pas utiliser si l'asepsie du produit semble compromise par une rupture de l'emballage
- Examiner l'intégrité de l'emballage ainsi que la présence de perforations avant l'ouverture.



kai industries co.ltd, 1110 Oyana, Seki City, Gifu Pref., 501-3992, Japon

kai Europe GmbH, Kottendorfer Straße 5, 42697 Solingen, Allemagne

CE0197

Le produit est conforme aux exigences de la Directive 93/42EEC