

Désignation

**SPECULUM gynécologique CUSCO UNISPEC
stérile à usage unique**

Designation

Disposable, sterile CUSCO UNISPEC gynaecological SPECULUM

REFERENCE	SP-020S	SP-01S	SP-02S	SP-03S
Dimensions : Diamètre <i>Dimensions : Diameter</i>	20mm	24 mm	26mm	30mm
Taille <i>Size</i>	Vierge <i>Virgin</i>	Petit <i>Small</i>	Moyen <i>Medium</i>	Grand <i>Large</i>
Barrette de couleur <i>Colour bar</i>	Blanc <i>White</i>	Bleu <i>Blue</i>	Rouge <i>Red</i>	Vert <i>Green</i>

Stérilisation

Sterilization

Oxyde d'éthylène

Ethylene oxide

Destination/utilisation

Destination/use

Dispositif médical pour examen gynécologique

Medical Device for gynaecological examination

Composition

Composition

Sans latex

Sans PVC

Résine de polystyrène

Latex free

PVC free

Polystyrene resin

Caractéristiques

Characteristics

Spéculum transparent, barrette réglable de couleur

Transparent speculum, adjustable coloured bar

Conformité

Conformity

**Dispositif marqué CE selon la Directive Européenne
93/42/CEE**

EC marked device according to European Directive EEC/93/42

Classe /Class : I stérile

Emballage

Packing

Un spéculum emballé individuellement dans un sachet

One speculum per individual pouch

Conditionnement

Packaging

Carton de 100 pièces

Carton of 100 pieces

Fabrication

Manufacturing

Par L.C.H. France- certifiée ISO 9001 et ISO 13485

By L.C.H. France- registered ISO 9001 and ISO 13485

