




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

www.medline.com/fr



OPS™ Essential

Manchette stérile

Référence(s)

ES597CE

Description

Manchette stérile bilaminé avec extrémité jersey, 14x62 cm

Matière(s)

Bilaminé absorbant et imperméable (polypropylène + polyéthylène)

Conditionnement

225 unités par carton

Emballage

Sachets de stérilisation à entête
Un sac polyéthylène contient l'ensemble des unités

Fabricant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
Classe du dispositif : I stérile
HP : conforme aux exigences de haute performance de la norme EN 13795



Sans latex



0086



STERILE EO



© 2016 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.
Tous droits réservés.

TDS_GenSurgDrape_ES597CE_FR01

01.01.INT.12