

Stérilux® ES stérile

Compresse de gaze 13 fils - 12 plis



Référence	Taille ou dimensions
416533	7,5 x 7,5 cm
416535	10 x 10 cm

Produit

Compresse de gaze hydrophile de coton 13 fils, 12 plis, stériles, pliage chirurgical à bords rentrés.

La gaze est conforme à la monographie de la Pharmacopée Européenne et à la norme NF EN 14079.

Indications / Classification

Pour le soin général des plaies.
A utiliser en tampons ou en compresses pour des interventions en milieu hospitalier ou ambulatoire.

Stérilux® ES stérile est un dispositif médical de classe IIa (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Gaze hydrophile de coton, blanche, conforme à la norme NF EN 14079.

Caractéristiques :

Caractéristiques physiques :

Fluorescence : absence

Fils chaîne / 10 cm : 70 +/- 4

Fils trame / 10 cm : 60 +/- 4

Charge minimale de rupture en chaîne : > ou = 35 N/5 cm

Charge minimale de rupture en trame : > ou = 20 N/5 cm

Masse par m² : > ou = 17 g/m²

Temps d'immersion : < ou = 10 secondes

Perte à la dessiccation : < ou = 8 %

Caractéristiques chimiques :

Tensioactifs : < ou = 2 mm

Acidité / Alcalinité : conforme

Taux de substances solubles dans l'eau : < ou = 0,5 %

Taux de substances solubles dans l'éther : < ou = 0,5 %

Amidon et dextrine : conforme

Colorants extractibles : conforme

Cendres sulfuriques : < ou = 0,4 %

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
416533	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 28,4 x 23,3 cm environ Surface : 661 cm ² environ
416535	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 38 x 60,5 cm environ Surface : 2299 cm ² environ

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.



Présentation / Conditionnement

Sous blister film / papier pelable.

Conditionnement en boîte distributrice avec double ouverture (horizontale et verticale) et témoin de remplissage.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
416533	7,5 x 7,5 cm	5	30	15	16
416535	10 x 10 cm	5	25	10	30

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
416533	7,5 x 7,5 cm	130 x 110 x 210 mm	570 x 405 x 220 mm	1200 x 800 x 1910 mm
416535	10 x 10 cm	150 x 135 x 170 mm	695 x 310 x 180 mm	1200 x 800 x 1950 mm

Stérilisation

A la vapeur.

Durée de vie : 5 ans après stérilisation