

TENA Pants ProSkin Plus M



Dénomination	Sous-vêtement absorbant jetable
Taille	T2 / Medium
Référence	792539
Code EAN	7322541063379
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	72 g
Dimension produit (+/- 7%)	680 x 730 mm
Tour de taille du patient	80 - 110 cm



Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1440 ml
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 80 ml	16 s

Respirabilité

Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant

Tolérance Cutanée

Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance
--------------------------------------	--



accrédité
par la
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	14
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	48
	Compactage	Oui
	Poids du carton	4,36 kg
	Volume carton m3	0,035
	Volume m3 / 100 pièces	0,063
	Site de production	Olawa (Pologne)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Sensation textile, souple et silencieux	
	Couleur	Blanc
	Composition	Non tissé & Polyéthylène
	BREATHABLE^R	Film sensation "textile" perméable à l'air et imperméable aux liquides

VOILE INTERIEUR	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Non tissé

DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime
	Poids	46 g
	FEEL DRY ADVANCED	Système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection
	PULPE	
	Nature	Pulpe de cellulose
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	25 g
	SAP	
	Nature	Polyacrylate de Sodium
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur	
Poids	21 g	

AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	Double barrière élastique imperméable pour une sécurité anti-fuite optimale
	Composition des élastiques	Polyether/Polyuréthane
	Composition du non tissé	Polypropylène
	COUPE AJUSTEE	Elastiques

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : la taille est identifiée par un marquage encre à l'entrejambe Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient car ajusté à l'anatomie du patient .
Confort et Sécurité	BODYCLOSE FIT Protection ajustée au corps, coussin absorbant ergonomique et fin pour un maintien optimal. RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané ODOUR NEUTRALIZER Contrôle des odeurs BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

