

OUATE DE CELLULOSE RECYCLEE



Caractéristiques

Composition : 100% ouate de cellulose recyclée
Grammage : 2 x 18g/m²
Mode d'association des plis : Moletage
Taux de blancheur : 70 %

Résistance sens machine : 190 N/50mm
Résistance sens travers : 70 N/50mm
Capacités d'absorption : 350 %
Epaisseur : 1.49 mm / 12 fts

Tolérance +/- 5%

Conditionnement

Type de produit	Référence	Dim (cm)	Nb formats /Colis	Nb formats /unité	Colis /palette
Draps d'examen	C618100	50 x 38	12 rouleaux de 150 formats	150	24 colis
	C618150	50 x 35	12 rouleaux de 150 formats	150	24 colis

D'autres dimensions et conditionnements peuvent faire l'objet d'une étude spécifique.