



Dénomination	Protection masculine pour fuites urinaires légères
Référence	750652
Code ACL/EAN	7322540426397
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	10,7 g
Dimension produit (+/- 7%)	230 x 200 mm
Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	275 ml
Vitesse d'acquisition (s)	10,5 s
Respirabilité	
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	24
	Nbre de sachets / carton	6
	Nbre cartons / palette	105
	Poids du carton	1,89 kg
	Volume carton m ³	0,015669
	Volume m ³ / 100 pièces	0,011
	Site de production	Gemerska Horka (Slovaquie)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Imperméable, souple et résistant	
	Sensation textile, non bruyant	
	Couleur	Gris sur l'arrière du produit, imprimé à rayures sur le voile d'acquisition
	Composition	Non tissé - Polyéthylène
	Poids	25 g/m ²
	BANDE ADHESIVE	Large bande adhésive pour un parfait maintien en place

VOILE INTERNE	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Non tissé - absence de latex

MATELAS	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime
	Poids	8,2 g
	PULPE	
	Nature	Pulpe
	Poids	5,4g
	SAP	
	Nature	SAP : Polyacrylate de sodium
	Poids	2,8 g
	ODOUR CONTROL™	Système limitant le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive
Ergonomie	Découpe anatomique, particulièrement adaptée aux hommes

Confort et Sécurité

- RESPIRABILITE** Confortable : la respirabilité de la protection permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané
- ODOUR CONTROL** Contrôle des odeurs : Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau.
- AJUSTEMENT** Ajustement au sous-vêtement en toute discrétion
- SECURITE** Coussin absorbant anti-fuites
- DISCRETION** Pochette individuelle grise, pratique et discrète

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.