

Lames Porte-objet non-stérile

Fabricant: Zarys International Group sp. z o.o. sp.k., Pologne

Description:

- sert à maintenir un échantillon lors de l'observation au microscope

Caractéristiques:

- Verre transparent qualité supérieure
- Dimensions conformes aux standards internationaux
- Surface plate, lisse et solide
- Permet d'obtenir un échantillon de bonne qualité
- Boîte recouverte d'aluminium pour une meilleure protection à l'humidité
- Dimensions: 76 mm x 25 mm
- Non-stérile



Tailles et Références:

Référence	Type	Conditionnement par boîte	Conditionnement par carton
SP-01	Polies , bords bruts	50 pièces	50 x 50 pièces
SP-11	Dépolies à une extrémité, bords bruts	50 pièces	50 x 50 pcs