

MediSet® Ciseaux pointus métal 11cm

Accessoire

Référence
478167



Produit


Paire de ciseaux pointus stérile à usage unique.

Indications / Classification

Instrument permettant de couper fils, compresses tissé ou nontissé, pansements adhésifs ou tout autre produit pour le traitement de plaie.

MediSet® Ciseaux pointus métal 11cm est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Spécifications



Composition :

Dans une boîte :

- 25 blisters souples contenant chacun 1 paire de ciseaux pointus 11 cm avec embouts

Caractéristiques :

- Ciseaux pointus : acier inoxydable - anneaux polyamide - coloris bleu - 11 cm

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister souple :

- film PA/PE
- papier 60 g/m²

Indication claire de l'accessoire, du n° de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Conditionnement en boîte.

Référence	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
478167	1	25	2	210

Référence	Dimensions blister	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
478167	210 x 100 mm	207 x 105 x 107 mm	223 x 218 x 116 mm	1200 x 800 x 1774 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 3 ans.