

Le prolongateur approprié

Aidez vos patients à retrouver plus rapidement leur mobilité à l'aide du prolongateur approprié.



Tubulures Perfusor®	Longueur (cm)	Volume de remplissage (ml)	ø intérieur (mm)	Matériau	Unités de vente	N° art. (REF)
Prolongateurs et raccords	30	0.3	1.2	PVC (sans DEHP)	100	4256000 ¹
	30	0.3	1.2	PVC (sans DEHP)	100	4256034
Tubulures Perfusor®	65	1.1	1.5	PVC (sans DEHP)	100	8255172
	150	2.6	1.5	PVC (sans DEHP)	100	8722960
	150	2.8	1.5	PVC (sans DEHP)	100	8726019 ²
	150	2.7	1.5	PVC (sans DEHP)	100	8722820 ³
	200	3.5	1.5	PVC (sans DEHP)	100	8722862
	200	4.3	1.5	PVC (sans DEHP)	100	8723001 ⁴
	250	4.4	1.5	PVC (sans DEHP)	100	8255490
	300	5.3	1.5	PVC (sans DEHP)	100	8255253
	50	0.4	1.0	PE	100	8255059
	100	0.8	1.0	PE	100	8255067
	150	1.2	1.0	PE	100	8722935
	150	1.2	1.0	PE	100	8723010 ⁵
	150	1.2	1.0	PE	100	8723017 ⁶
	200	1.6	1.0	PE	100	8723060
	250	2.0	1.0	PE	100	8272565
	300	2.4	1.0	PE	100	8250146



¹ Embout Luer-Slip

⁴ Filtre IV Sterifix® 0.2 µm

² Tubulure PCA Perfusor®

⁵ Résistant à la lumière – opaque

³ Valve Safesite®

⁶ Résistant à la lumière