



CARACTÉRISTIQUES:

- Hauteur réglable de 540 à 740 mm, boîtier au pied.
- Piétement époxy blanc avec 4 roulettes à frein.
- Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.
- Coque abs à l'arrière du dossier, assise et jambière.
- Dossier et jambière réglables par vérin à gaz (indépendants).
- Tête réglable en hauteur.
- 2 gouttières en polyuréthane noir, réglables en hauteur et inclinables avec butée de blocage.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 1770 × l. 850 × H. 540/740 mm.
- Poids du divan: 70kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Tige porte sérum. **(2050/80)**
- Douille porte sérum. **(3053/D)**
- Système de rotules pour accoudoirs en PU. **(ROTULES/ACC)**
- Porte rouleau. **(2009/0)**
- Tablette à manger. **(3512/0)**