

**FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE MCC****Réf. EKMCC01**

Fauteuil pèse-personne ergonomique

Adapté pour des mesures jusqu'à 250 kg, ce fauteuil pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour les maisons de retraite, centres de rééducation, et cliniques.

Ses quatre roues avec frein confèrent à ce fauteuil une très grande maniabilité. Il permet d'améliorer la gestion du temps du personnel de clinique et la sécurité du patient qui peut être pesé dans son environnement habituel sans avoir à se déplacer.

Sa forme confortable offre aux patients les plus faibles un appui sûr pendant la pesée ; les accoudoirs rabattables facilitent la mise en place du patient, notamment pour les patients en embonpoint.

Fonction « Data Hold », maintien de l'affichage du poids en cas d'arrêt

**Fonction IMC**

Ecran LCD rétro éclairé, hauteur de chiffres 25 mm

Dimensions balance (L x P x H) 625 x 990 x 9350 mm

Fonctionnement possible sur **accus** (fournis) ou sur **secteur** (bloc d'alimentation fourni)

Poids net env. 19 kg

Portée 250 kg

Pas de 0,1 kg

Homologable en classe III

Homologation médicale selon 93/42/EEC

**NOUVEAUTÉ****PRODUITS ASSOCIÉS**

Fauteuil pèse-personne MCC, homologuée en classe III médicale -