

**Blouse de protection XL
non stérile avec poches**

Réf. fabricant: PFL-04

Blouse de protection PROFILAB blanche (XL)/ Cart 50 pcs
Cette blouse en polypropylène, attachée par 4 boutons-pression, est dotée
de 2 poches plaquées et de manches à poignets élastiques.



Conditionnement	Carton de 50 sachets – 1 blouse par sachet
Classe	1
Caractéristiques	2 poches plaquées et attachée par 4 boutons pression. Manches à poignets élastiques.
Taille	XL
Longueur	115cm
Tour de poitrine	136cm
Couleur	Blanche
Grammage (g/m2)	45 g/m2
Composition	Polypropylène
Conformité	Directive Européenne 93/42/CE