



Réf. **BCASPI405**

Aspirateur à Mucosité CA-MI New Askir 30 Proximity, Bocal Flovac 2 L

Aspirateur chirurgical électrique fixe destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Il convient aux patients trachéotomisés, l'idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile. La fonction "PROXIMITY" sert à activer ou désactiver le dispositif sans contacts tactiles et évite la contamination croisée entre deux patients.

- Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Appareil léger (2,5 kg) et portable autoclavable.
- bouteille d'1 ou de 2 L autoclavable avec valve de sécurité anti- débordement
- Bouton de régulation du flux et vacuomètre
- Coque ABS facilement lavable
- Filtre antibactérien
- Capacité d'aspiration max : 25 L/min
- Dépression max : -600 mmHg
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- P : 140 W
- Dimensions : 35 X 21 X 18 cm
- Conforme aux normes CEI 62/5 - IEC/601
- Accessoires fournis : - Bocal de récolte des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options - 6x10 Tuyaux Silicone



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa
Marquage : CE0123

Code barres : 3661040169293
Garantie (mois) : 36

MESURES

Largeur unitaire (cm) :
Longueur unitaire (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :
Poids unitaire (kg) :

Largeur conditionnement (cm) :
Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur conditionnement (cm) :
Poids conditionnement (kg) :
Quantité (PCB) : 1