

Ref. MPH **07GV0820U**

Marque : Type :

JET GANT VINYLE

04/04/2016

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par BOITE (=UC)

Couleur NATUREL  
 Origine Chine  
 Taille XL

Poids à la pièce 4,60 g  
 Quantité 100 gants  
 Caractéristique POUDRE

**COMPOSITION**

VINYLE NATUREL

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

NON STERILE / AMBIDEXTRE / MANCHETTE A BORD OURLES AQL 1,5

**NORME**

Contact alimentaire, EN 420, EN 455-1/2, EN 374-1

EPAISSEUR DES DOIGTS en mm (+/-0,02) : 0,08 /  
 DE LA PAUME : 0,08  
 LONGUEUR ( en mm ) : du gant : 245 / de la paume : 115  
 du pouce : 65 / de l'index : 82 / du majeur : 100

de l'annulaire : 83 / du petit doigts : 66

ELONGATION JUSQU'À CASSE AVANT / APRES  
 VIEILLISSEMENT en % : 330 - 310  
 RESISTANCE AVANT / APRES VIEILLISSEMENT  
 en Mpa : 9,3 - 9,3

Référence douanière : 39262000

**INFOS COMMERCIALES**

**Utilisation :**  
 Tous les domaines.

Quantité de gants par unité de vente : 1 000

**Présentation :**  
 Vinyle naturel

**Bénéfices client :**  
 Barrière efficace contre les souillures et contaminations.

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	BOITE CARTON	
Quantité UC	10	1	
Poids kg	5,90		
Longueur cm	23,00	22,00	
Largeur cm	22,50	11,00	
Hauteur cm	26,50	5,00	
Code EAN	3378927502011	3378927502004	

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	7
UV par palette	84
Hauteur palette en m	2,01
Volume UV en m3	0,0137



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.  
 Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%  
 Système de management certifié

MP hygiène 1, impasse F MIRIBEL CS 20159  
 07106 Annonay cedex - France  
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
 contact@mphygiene.com  
 www.mphygiene.com

