

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise / Company administrative informations:													
1.1	Nom / Name: LCH MEDICAL PRODUCTS												
1.2	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Adresse / Adress : LCH MEDICAL PRODUCTS 7, rue de Thionville 75019 PARIS e.mail : hospital@lch-medical.com </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Tel: +33 (0)1 42 03 96 69 Fax: +33 (0)1 42 49 14 16 Web : www.lch-medical.com </td> </tr> </table>	Adresse / Adress : LCH MEDICAL PRODUCTS 7, rue de Thionville 75019 PARIS e.mail : hospital@lch-medical.com	Tel: +33 (0)1 42 03 96 69 Fax: +33 (0)1 42 49 14 16 Web : www.lch-medical.com										
Adresse / Adress : LCH MEDICAL PRODUCTS 7, rue de Thionville 75019 PARIS e.mail : hospital@lch-medical.com	Tel: +33 (0)1 42 03 96 69 Fax: +33 (0)1 42 49 14 16 Web : www.lch-medical.com												
1.3	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Coordonnées du correspondant matériovigilance / Materialvigilance corresponding person: Mme Emmanuelle GARNIER </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> e.garnier@novomedgroup.com Tel : +33 (0)1 30 18 24 88 Fax : +33 (0)1 30 18 02 36 </td> </tr> </table>	Coordonnées du correspondant matériovigilance / Materialvigilance corresponding person: Mme Emmanuelle GARNIER	e.garnier@novomedgroup.com Tel : +33 (0)1 30 18 24 88 Fax : +33 (0)1 30 18 02 36										
Coordonnées du correspondant matériovigilance / Materialvigilance corresponding person: Mme Emmanuelle GARNIER	e.garnier@novomedgroup.com Tel : +33 (0)1 30 18 24 88 Fax : +33 (0)1 30 18 02 36												
2. Informations sur dispositif ou équipement /Equipment or Device informations:													
2.1	Dénomination commune / Proprietary name : Drap de protection pour tables d'examen / Protective drape for examination tables												
2.2	Dénomination commerciale / Tradename: Demi-drap d'examen / Half examination drape (réf LCH : DDR-01)												
2.3	Code nomenclature CLADIMED / CLADIMED nomenclature code: E51DD01												
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : Non applicable à ce produit												
2.5	Classe dispositif médical / Medical Device Class : Non applicable Directive de l'UE applicable / EU applicable directive : Non applicable Date de première mise sur le marché dans l'UE / First introduction into EU market: Décembre 2005 / December 2005 Fabricant du DM / MD manufacturer : LCH Medical Products Certifié/Certified: ISO 9001 - ISO 13485												
2.6	Descriptif du dispositif / Device description: Drap de protection pour tables d'examen / Protective drape for examination tables Couleur / Color: Blanc / White <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nombre de plis <i>Number of folds</i></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Métrage <i>Total length</i></td> <td style="text-align: center;">53,2 m</td> </tr> <tr> <td>Largeur <i>Width</i></td> <td style="text-align: center;">25 cm</td> </tr> <tr> <td>Prédécoupe <i>Precut</i></td> <td style="text-align: center;">38 cm</td> </tr> <tr> <td>Grammage <i>Weight</i></td> <td style="text-align: center;">2 x 18,5 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Tolérance mécanique <i>Mechanic tolerance</i></td> <td style="text-align: center;">± 5%</td> </tr> </table>	Nombre de plis <i>Number of folds</i>	2	Métrage <i>Total length</i>	53,2 m	Largeur <i>Width</i>	25 cm	Prédécoupe <i>Precut</i>	38 cm	Grammage <i>Weight</i>	2 x 18,5 g/m ²	Tolérance mécanique <i>Mechanic tolerance</i>	± 5%
Nombre de plis <i>Number of folds</i>	2												
Métrage <i>Total length</i>	53,2 m												
Largeur <i>Width</i>	25 cm												
Prédécoupe <i>Precut</i>	38 cm												
Grammage <i>Weight</i>	2 x 18,5 g/m ²												
Tolérance mécanique <i>Mechanic tolerance</i>	± 5%												

Exemple de photo du produit / Example of product picture:



Conditionnement / Packaging :

Réf/ Ref	Unité / carton Unit / cardbox
DDR-01	24

2.7 Conditionnement / Packaging :

UCD (unité de commande) / Order unit : 1 carton / 1 cardbox

QML (Quantité minimale de livraison) / Minimal quantity for delivery : 1 carton / 1 cardbox

Dimension du carton / cardbox size : 44 x 33 x 52 cm

Poids du carton / cardbox weight : 12,2 kg

Nombre de carton par palette / Number of cardbox per pallet : 30

Composition du dispositif et Accessoires / Device and accessories composition :

2.8

Caractéristiques Characteristics	Données Datas
Composition	Fibres vierges Virgin fibers

2.9	Domaine-Indications / Domain-Information Protection des tables d'examen / <i>Examination tables protection</i>
3. Procédé de stérilisation / sterilization process	
	Mode de stérilisation du dispositif / Device sterilization way : Non applicable
4. Conditions de conservation et de stockage / Storage and preservation conditions	
	A conserver à l'abri de l'humidité et d'une source de chaleur / <i>Keep away from humidity and heat</i>
5. Sécurité d'utilisation / Safety in use	
5.1	Sécurité technique / Technical safety : Non applicable
5.2	Sécurité biologique / Biological safety : Non applicable
6. Conseils d'utilisation / Directions for use	
6.1	Mode d'emploi / Instruction for use : Pas d'instruction particulière / <i>No specific instruction</i>
6.2	Précautions d'emploi / Cautions of use : Veiller à utiliser le drap sur une table d'examen propre et sèche <i>Before use, make sure the examination table is clean and dry</i>
6.3	Contre-Indications / Contraindications : Pas de contre-indication particulière / <i>No specific contraindication</i>
7. Informations complémentaires sur le produit / Additional product informations	
	Non applicable
8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)/List of annexes (if applicable)	
	Non applicable