

DISTRIPHAC
37, Rue Denimal
59490 SOMAIN
Tel : 03.27.96.88.64
Fax : 03.27.92.63.14

COTON ACCORDEON/ZIGZAG 500g
100% COTON HYDROPHILE

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques générales :

Coton hydrophile, sous sachet polyéthylène.
Marquage CE : dispositif médical non invasif, à usage unique, de classe I Non Stérile.

Le coton zigzag peut être utilisé :

- Comme support de liquide antiseptique pour le nettoyage et le badigeonnage de la peau et pour les soins.
- Comme barrière mécanique pour la compression et pour l'absorption des exsudats.

Présentation et conditionnement :

Coton de couleur blanc
Emballage carton : par 12
Dimensions de carton : 600x400x300
Cartons par palette : 32 cartons
Hauteur maximale de la palette : 2m40
Poids d'un sachet : 500g +/-5
Sachet et carton : avec référence du jour de production + lot

Caractéristiques physico-chimiques :

Capacité d'absorption : 18g/g
Temps d'immersion : 10s.max
Cendres sulfuriques : 0,40 max
Substances solubles dans l'eau : 0,50 max
Substances solubles dans l'éther : 0,50 max
Fluorescence : Nul
Ph : 7-8

SYLVAIN LECOEVRE
Responsable Qualité