

Description générale	Marqueur dermatographe	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Non	Ne peut être nettoyé
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le polyéthylène et le polypropylène	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Feutre intérieur et corps en polypropylène
<i>Matières</i>	Capuchon en polyéthylène, Corps en polypropylène	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Non	Vendu sans emballage
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre à l'abri de la lumière et des rayons solaires
<i>Marquage sur le D</i>	Oui	COMED
<i>Références + extensions</i>	29 160 40	29 160 45
<i>Désignation</i>	Marqueur rouge	Marqueur noir
<i>Dimension Lo x Ø (mm)</i>	138 x 12.5	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	8	
<i>Couleurs</i>	Rouge	Noir
<i>Resistance température (°C)</i>	-5° à 35°C	
<i>Durée de vie</i>	1 an après la 1 <sup>er</sup> ouverture	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant le repérage sur la peau, marqueur.	
<i>Mode d'emploi</i>	<p>Prendre un marqueur et faire une marque à l'endroit désiré. Pour nettoyer la peau du patient, utiliser de l'eau et du savon. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Le nombre de fois dépendra du type de peau du patient. Bien refermer le capuchon risque de désechage.</p> <p>Dans le cas d'une non utilisation pendant plusieurs années il se peut que l'encre ne soit plus efficace.</p> <p>Le marqueur ne tient pas sur la bétadine.</p>	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Bien refermer le capuchon après chaque utilisation.	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>Récupération</i>	Dans des bacs à déchets médicaux.	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/NC	
<i>Phthalates/PVC</i>	Non/Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul	