

Dossier d'information Euro Pharmat

Casaque standard "bavette" et passe pouce - Taille XL

43.29.37

2 Informations sur dispositif ou équipement

2.1	Dénomination commune : CASAQUE OPERATOIRE UU										
2.2	Dénomination commerciale : Casaque standard "bavette" et passe pouce - Taille XL										
2.3											
2.4	<p>Classe du DM : I Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon annexe n° : Vs Numéro de l'organisme notifié : 0459 Fabricant du DM : VYGN</p>										
2.5	<p>Descriptif du dispositif : Casaque chirurgicale fabriquée en SMMS 45 gr, traitée alcoolophobe et antistatique.</p> <p>Casaque livrée avec 2 serviettes absorbantes.</p> <p>Casaque emballée dans un carré de transfert avec pliage Pasteur.</p>										
											
2.6	<p>Conditionnement / emballages</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 15%;">UCD</th> <th style="width: 15%;">CDT</th> <th style="width: 15%;">QML</th> <th style="width: 15%;">Caisse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">43.29.37</td> <td style="text-align: center;">1 (Double emballage)</td> <td style="text-align: center;">30 (Boîte carton)</td> <td style="text-align: center;">30 (Boîte carton)</td> <td style="text-align: center;">30 (Boîte caisse)</td> </tr> </tbody> </table>	Code	UCD	CDT	QML	Caisse	43.29.37	1 (Double emballage)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte caisse)
Code	UCD	CDT	QML	Caisse							
43.29.37	1 (Double emballage)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte caisse)							

Etiquetage produit unitaire

VYCON

Laboratoires Pharmaceutiques VYCON
95440 Écouen France



XL

REF 43.29.37

Casaque chirurgicale
bavette et passe-pouce standard XL
2 serviettes absorbantes

Surgical gown with
protective mask and thumb strap standard XL
2 absorbent towels

STERILE

EO







 0459



(01)03660812058117(17)150228(10)300110HA

LOT 30 01 10HA

 2015-02

REF 43.29.37 VYCON

LOT 30 01 10HA

 2015-02

REF 43.29.37 VYCON

LOT 30 01 10HA

 2015-02

Etiquetage Caisse

VYCON

Laboratoires Pharmaceutiques VYCON
95440 Écouen France



XL

REF 43.29.37

Casaque chirurgicale
bavette et passe-pouce standard XL
2 serviettes absorbantes

Surgical gown with
protective mask and thumb strap standard XL
2 absorbent towels

STERILE

EO







 0459

REF 43.29.37

LOT 30 01 10 HA

 2015-02

VYCON

PIECES
30

 2015-02



(01)53660812058112(17)150228(30)30(10)300110HA

Caractéristiques de la référence :

Code	Casaque standard - Taille XL		
	Hauteur cm	Taille traditionnelle	Poids g
43.29.37	146	XL	208

2.7	Composition du dispositif et accessoires : 43.29.37
	<p>Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires : Absence de latex Absence de DEHP Absence de produit d'origine animale ou biologique</p>
2.8	<p>Domaine - Indications : Gamme "Casaque chirurgicale".</p>

3 Accessoire(s)

4 Procédé de stérilisation

	<p>DM stérile : OUI Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène</p>
--	---

5 Conditions de conservation et de stockage

5.1	<p>Conditions normales de conservation & de stockage : Température de stockage: entre 5 et 40°C. Stockage à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil.</p>
5.2	
5.3	<p>Durée de la validité du produit : 60 mois</p>

6 Sécurité d'utilisation

7 Conseils d'utilisation

7.1	
7.2	
7.3	
7.4	

8 Informations complémentaires

	<p>Conforme à la norme EN 13 795 - Casaque PERFORMANCE STANDARD en zone CRITIQUE et MOINS CRITIQUE.</p>
--	--