



FICHE TECHNIQUE 518

DRAPS D'EXAMEN BLANC - 50X38 - 150 FTS - 2X18G/M²

Référence	518
Désignation	DRAP D'EXAMEN
Utilisation	PROTECTION TABLE D'EXAMEN
Nombre de formats	ROULEAU DE 150FTS
Largeur prédécoupe	38 CM
Laize	50 CM
Coloris	BLANC
Poids du rouleau	1 .03 KG
Longueur du rouleau	57 METRES
Diamètre extérieur	12 CM
Conditionnement	COLIS DE 12 ROULEAUX
Colis / Palette	32 COLIS

Composition matière

Type de papier	OUATE DE CELLULOSE :
	70% PURE OUATE - 30% MELANGEE
Grammage voile de cellulose	18 g/m ²
Nombre de plis	2

Caractéristiques mécaniques de la matière utilisée

Résistance à la traction selon Norme NF g 07-001

Sens Marche 6,7-9,5

Sens Travers 3,9-5,6

Tolérance mécanique	+/-5%
---------------------	-------