



Fiche Technique

22/12/14

3M™ PRECISE™ - arciformes

Agrafeuses cutanées à usage unique avec agrafes préformées



Dimension de l'agrafeuse

8,5 cm de longueur

Matières premières

Agrafes en acier chirurgical inoxydable non allergénique
Agrafeuse en polyéthylène

Produit

Dispositif Médical stérile de classe IIa selon la Directive 93/42/CEE

Marquage CE

Oui – Organisme notifié 0086 (BSI)

Mode de stérilisation

Rayons gamma 25 kgy

Lieu de stérilisation

USA

Lieu de fabrication

Mexique

Durée de vie

5 ans

Code commande	Références	Nbre d'agrafes	Calibre agrafe	Dimensions
PRE5W	DS5	5	0,56	6,5 mm x 5,0 mm (ouverte : 7,0 x 5,0)
PREC15W	DS15	15	0,56	6,5 mm x 5,0 mm (ouverte : 7,0 x 5,0)
PREC25W	DS25	25	0,56	6,5 mm x 5,0 mm (ouverte : 7,0 x 5,0)

Accessoires

Ôte-agrafe à usage unique réf. SR3

- Stérile et utilisable avec toute forme d'agrafe 3M
- 10 ôte-agrafes par boîte

Ôte-agrafe à usage unique réf. SR1

- 1 ôte-agrafe par boîte



Fiche Technique

22/12/14

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

