

FICHE TECHNIQUE

Blouse imperméable à usage unique



* Visuel non contractuel

Désignation commerciale	Blouse imperméable à usage unique	
Code EAN	Blanc : 3700654223462	Bleu clair : 3700654223479
Code SAP	Blanc : BPT_007	Bleu clair : BPT_008
Couleur	Blanc ou Bleu clair	
Composition	PP + PE	
Grammage	40 g/m ²	
Taille	Taille unique	
Usage	Cette blouse de protection imperméable, non stérile, à usage unique et jetable est destinée à être portée par le personnel médical pendant les procédures à haut risque de contamination par des liquides.	
Précautions d'emploi	Si le vêtement isolant est contaminé, usé ou endommagé, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et le jeter correctement.	
Conditions de stockage	Les produits emballés doivent être entreposés dans une atmosphère sèche et non corrosive et dans un local bien ventilé.	
Conditions de transport	Pendant le transport, des précautions doivent être prises pour éviter l'écrasement, le collage, l'humidité et la contamination par l'huile.	