



3M France - Marchés de la Santé

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy-Pontoise Cedex

N° Azur : 0 810 331 300

Fax : 01.30.31.85.51

## FICHE TECHNIQUE

### **3M™ Coban™**

Bande de contention élastique cohésive

Marquage CE - Classe I non stérile

#### **I - Indications**

La bande élastique cohésive 3M Coban est une bande conçue pour la contention en traumatologie bénigne, en phlébologie, en médecine du sport, et pour le maintien de pansements ou de dispositifs médicaux.

#### **II - Caractéristiques du produit**

La bande 3M Coban est perméable à l'air et à l'eau, mais ne perd pas ses caractéristiques au contact de l'eau car elle est hydrophobe ; elle existe une version stérile.

- **Composition :** (*contient du latex*)

- Fibres de polyester non tissées liées avec un copolymère acrylique.
- Fibres élastiques longitudinales en spandex.
- Substance cohésive à base de caoutchouc naturel et de composants spécifiques hypoallergéniques.

- **Caractéristiques physiques :**

- Allongement : Longitudinal : 125%  
Transversal : 24%
- Charge minimale de rupture : Longitudinale : 1 430 g /cm  
Transversale : 1 200 g / cm
- M.V.T.R. : 7 000 g / m<sup>2</sup> / 24 h

- **Tests de biocompatibilité :**

- Présence de latex

- **Date d'expiration du produit et conservation :**

- 5 ans dans des conditions de stockage normales soit une température moyenne de 10°C à 30°C, avec 30 à 60% HR.

- **Mode de stérilisation possible :**

- La bande cohésive 3M Coban existe en version stérile. Stérilisation par radiation.

- **Élimination des déchets :**

- Incinération

- **Lieu de fabrication :**

- 3M Medical Manufacturing Kamen Germany, Edisonstrasse 6, 59157 Kamen Germany

### **III - Présentations commerciales :**

- **Hôpital**

Identification	Code	Numéro d'identification	Largeur mm	Longueur m étirée	Rouleaux /Boîtes
Coban chair	1581	DH-9999-7880-1	25	4,5	30
<b>Coban chair</b>	<b>1582</b>	<b>DH-9999-7881-9</b>	<b>50</b>	<b>4,5</b>	<b>36</b>
Coban chair	1583	DH-9999-7882-7	75	4,5	24
Coban chair	1584	DH-9999-7883-5	100	4,5	18
Coban chair	1586	DH-9999-7884-3	150	4,5	12
Coban chair	1584 L	DH-9999-7885-0	100	6	18
Coban chair	1584 L	DH-9999-7898-3	100	6	18
Coban blanc	1583 W	DH-9999-7887-6	75	4,5	24
Coban blanc	1584 W	DH-9999-7888-4	75	4,5	18
Coban bleu	1581 B	DH-9999-7889-2	25	4,5	30
Coban bleu	1582 B	DH-9999-7890-0	50	4,5	36
Coban bleu	1583 B	DH-9999-7891-8	75	4,5	24
Coban bleu	1584 B	DH-9999-7892-6	10	4,5	18
Coban couleurs panachées <sup>1</sup>	1583A		75	4,5	12
Coban couleurs fluo <sup>2</sup>	1583N		75	4,5	12

<sup>1</sup> Couleurs standards : rouge, jaune, vert, bleu chair et blanc.

<sup>2</sup> Couleurs fluo : orange, rose, vert pomme, violet, blanc et noir.

- **Version Stérile**

Identification	Code	Numéro d'identification	Largeur mm	Longueur m étirée	Rouleaux /Boîtes
Coban chair	1584S		100	4,5	18
Coban chair	1586S		15	4,5	12