

# e-mega

precision meets efficiency

SPHYGMOMANOMETERS



## e-mega aneroid sphygmomanometer

State of the art aneroid palm style sphygmomanometer available as 1- and 2-tube version with disinfectable latex-free one-piece cuffs.

- **Fast inflation of the cuff due to new ergonomic spoon design**
  - **Lifelong precision due to almost non-aging precision movement, with specially tempered copper-beryllium diaphragm for pressure-loading capacity up to 600 mm Hg**
  - **Disinfectable and washable one-piece cuffs in different sizes**
  - **Comfort – air release valve, wearfree, with fine adjustment**
- Large manometer scale (ø 63 mm) and optimized scale and pointer design for better readability of values
  - High-polished manometer surface, easy to disinfect
  - Maximum error tolerance +/- 3 mm Hg
  - Microfilter protects air release valve and measuring system
  - Available as 1-tube and 2-tube model with plug-in connection
  - Completely latex-free version with shock-protecting polycarbonate casing
  - Delivery includes one-piece cuff and vinyl zipper bag
- e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 1-tube
  - e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 2-tube

□ white Art. No.: 1370-150

□ white Art. No.: 1371-151

■ black Art. No.: 1375-150

■ black Art. No.: 1376-151



Rudolf Riester GmbH | P.O. Box 35 | Bruckstr. 31 | D-72417 Jungingen | Germany  
Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax: (+49) +7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

## SPHYGMOMANOMETERS

### e-mega Aneroid-Blutdruckmessgerät

Modernes aneroides Blutdruckmessgerät mit desinfizierbaren polsterlosen Manschetten, erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung.

- **Schnelles Aufpumpen der Manschette durch optimiertes Löffeldesign**
  - **Lebenslange Präzision durch nahezu alterungsfreies und druckresistentes Messsystem bis zu 600 mm/Hg**
  - Große Skala (Ø 63 mm) und optimiertes Skalen- und Zeigerdesign für gute Ablesbarkeit
  - Hochglanzpolierte leicht zu desinfizierende Oberflächen
  - Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mmHg
  - mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 1-Schlauch
  - mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 2-Schlauch
- **Desinfizierbare und waschbare polsterlose Manschetten in verschiedenen Größen**
  - **Präzises und verschleißfreies Komfort-Luftablassventil mit Feineinstellung**
  - Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem
  - Erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung mit Steckverbindung
  - Komplett latexfreie Ausführung mit Gehäuse aus stoßgeschütztem Polycarbonat
  - Lieferung inkl. Manschette in einer Vinyl-Reißverschlusstasche
- |                               |                    |                                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> weiß | Art.-Nr.: 1370-150 | <input type="checkbox"/> schwarz | Art.-Nr.: 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> weiß | Art.-Nr.: 1371-151 | <input type="checkbox"/> schwarz | Art.-Nr.: 1376-151 |

### e-mega tensiomètre anéroïde

Tensiomètre anéroïde moderne avec brassards sans poche, stérilisable, disponible en version 1 ou 2 tubes.

- **Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée**
  - **Précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non-vieillissant, avec membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempé spéciale, résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg**
  - Grand cadran (Ø 63 mm), système aiguille et graduation optimisé pour une bonne lisibilité
  - Surfaces poli miroir et facile à stériliser
  - Tolérance erreurs maximum de +/- 3 mm/Hg
  - Microfiltre qui protège la vanne de décompression et le système de mesure
  - avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 1 tube
  - avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 2 tubes
- **Brassard sans poche, désinfectable et lavable, plusieurs tailles disponibles**
  - **Confort: valve de décompression sans usure, avec ajustement précis**
  - Disponible en version 1 tube/2 tubes avec connecteur
  - Version complètement sans Latex avec boîtier en polycarbonate, protection anti-choc
  - Livraison cpl. avec brassard dans un étui vinyle à fermeture éclair
- |                                |                |                               |                |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> blanc | Réf.: 1370-150 | <input type="checkbox"/> noir | Réf.: 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> blanc | Réf.: 1371-151 | <input type="checkbox"/> noir | Réf.: 1376-151 |

### e-mega esfignomanómetro aneroïde

Esfignomanómetro aneroïde moderno con brazaletes desinfectable de una sola pieza, presentación: disponible de 1 tubo y de 2 tubos.

- **Inflado rápido del brazaletes a través de su óptimo diseño de la cuchara**
  - **Larga precisión y vida útil por ser casi libre de envejecimiento y por su sistema de medición resistente a la presión de hasta 600 mm/Hg**
  - Tamaño de la escala (Ø 63 mm) escala optimizada y diseño de la aguja para una buena lectura
  - Acabado pulido para una ligera desinfección de superficies
  - Máxima tolerancia de error +/- 3 mm/Hg
  - Microfiltro que protege la válvula de purga de aire y el sistema de medición
  - con brazaletes desinfectable de una sola pieza para adultos 1- tubo
  - con brazaletes desinfectable de una sola pieza para adultos 2- tubos
- **Brazaletes desinfectable, lavable en diferentes tamaños**
  - **Confort – Válvula de purga de aire con fino ajuste**
  - Disponible con 1- y 2- tubos con conectores
  - Presentación completamente libre de látex con coraza de policarbonato protegida contra caídas
  - Se entrega incluyendo brazaletes en un bolso de vinil con cremallera
- |                                 |                    |                                |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> blanco | Art.-No.: 1370-150 | <input type="checkbox"/> negro | Art.-No.: 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> blanco | Art.-No.: 1371-151 | <input type="checkbox"/> negro | Art.-No.: 1376-151 |

### Sfignomanometro aneroïde e-mega

Sfignomanometro aneroïde moderno con bracciali senza camera d'aria disinfettabili. Disponibili sia ad un tubo che a due tubi.

- **Gonfiaggio rapido dei bracciali grazie al disegno ottimizzato del cucchiaio**
  - **Precisione permanente grazie al sistema di misurazione inalterabile nel tempo e resistente ad alte pressioni fino a 600 mm/Hg**
  - Manometro grande (Ø 63 mm) e disegno delle scale e lancette ottimizzato per una leggibilità maggiore
  - Superfici lucidate per una disinfezione più semplice
  - Tolleranza d'errore massima: +/- 3 mm/Hg
  - con bracciale disinfettabile adulti senza camera d'aria per adulti, 1 tubo
  - con bracciale disinfettabile adulti senza camera d'aria per adulti, 2 tubi
- **Bracciali senza camera d'aria disinfettabili e lavabili, disponibili in diverse taglie**
  - **Valvola di sfiato comfort con regolazione di precisione**
  - Con microfiltri per la protezione della valvola di sfiato e del sistema di misurazione
  - Disponibili sia ad un tubo che a due tubi con attacco a innesto
  - Strumento completamente latex free, con scocca in policarbonato antiurto
  - Fornito completo di bracciale e una borsa in vinile
- |                                 |               |                               |               |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> bianco | Cod. 1370-150 | <input type="checkbox"/> nero | Cod. 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> bianco | Cod. 1371-151 | <input type="checkbox"/> nero | Cod. 1376-151 |

### e-mega aneroïdний тонометр

Современный прибор для измерения артериального давления с одинарным или двойным шлангами, в комплекте с дезинфицируемой однокомпонентной манжетой без латекса.

- **Быстрое накачивание манжеты благодаря новому эргономичному дизайну рукоятки**
  - **Дезинфицируемые, пригодные для стирки в машине при температуре 60 градусов С однокомпонентные манжеты**
  - Практичный дизайн шкалы прибора Ø 63 мм удобен в применении и гарантирует прекрасную считываемость
  - Глянцевое отполированное покрытие прибора легко чистить
  - Максимальная допустимая погрешность прибора +/- 3 мм р.с.
  - Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему
  - Доступны модели тонометра как с одним так и с двумя шлангами. Легкая смена манжет – шланг легко одевается на конектор прибора.
  - с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 1 шланговый
  - с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 2 шланговый
- **Медно - бериллиевая мембрана предохраняет тонометр от избыточного давления и гарантирует длительный срок службы прибора, выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.**
  - **Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки**
  - Модель изготовлена без использования латекса в поликарбонатном корпусе
  - Поставляется в комплекте с однокомпонентной манжетой, в виниловой сумке на молнии
- |                                |            |                                 |            |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> белый | № 1370-150 | <input type="checkbox"/> черный | № 1375-150 |
| <input type="checkbox"/> белый | № 1371-151 | <input type="checkbox"/> черный | № 1376-151 |