



Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



OPS™ UltraGard™

## Casaque de chirurgie

### Référence(s)

Référence	Longueur (cm)	Taille	Conditionnement
E3505CEA	115	S/M	36/carton
E3506CEA	120	L	36/carton
E3545CEA	130	XL	36/carton
FE3545CE	140	XL	32/carton
E3516CEA	150	XLL	32/carton
E3585CEA	160	2XLL	32/carton

### Description

Un carré de transfert 60x60 cm contient :

- 1 casaque de chirurgie SMMMS, avec fermeture du col auto-agrippante et ajustable
- 2 essuie-mains 30x39 cm, dépliés

### Matière(s)

SMMMS (polypropylène)

### Emballage

Sachet de stérilisation pelable

2 sacs polyéthylène contiennent l'ensemble des unités

### Fabricant

Medline International France SAS

EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE

Conforme à la norme EN13795

Classe du dispositif : I stérile

Niveau AAMI : 2



Sans latex



0086



STERILE EO



© 2016 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés.

TDS\_GownUltraGardStandard01\_E3505CEA\_E3506CEA\_  
E3516CEA\_E3545CEA\_FE3545CE\_E3585CEA\_FR04

01.01.INT.12