

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Pansement absorbant avec dos hydrophobe

#### Zetuvit ® E stérile

Référence	Taille ou dimensions produit
413770	10 x 10 cm
413771	10 x 20 cm
413772	15 x 20 cm
413773	15 x 25 cm
413774	20 x 20 cm
413775	20 x 25 cm
413776	20 x 40 cm

#### Produit

---

Pansement très absorbant, recouvert d'un nontissé très doux, afin d'éviter l'adhérence à la plaie.

Zetuvit ® E stérile est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

#### Indication

---

Pour le soin des plaies à fortes sécrétions. Pansement destiné à être en contact directement avec la plaie.

#### Spécifications

---

Référence	Taille ou dimensions produit
413770	10 x 10 cm
413771	10 x 20 cm
413772	15 x 20 cm
413773	15 x 25 cm
413774	20 x 20 cm
413775	20 x 25 cm
413776	20 x 40 cm

#### Composition :

La partie centrale est constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, entouré d'un voile de cellulose, hydrophile.

La face arrière est renforcée d'un nontissé hydrophobe en polypropylène de couleur bleue.

L'ensemble est enveloppé d'un nontissé externe en polypropylène blanc non adhérent.

Fermeture longitudinale par collage type Hotmelt (colle teintée en bleu, indiquant la face externe du pansement).

Fermeture transversale par thermosoudure.

#### Caractéristiques :

Capacité d'absorption maximale théorique (g/g de cellulose) : 8,5

Référence	Caractéristiques spécifiques
413770	Dimensions du pansement : 10,5 x 13 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm env. Poids du pansement : 4 g env.
413771	Dimensions du pansement : 10,5 x 23 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm env. Poids du pansement : 8 g env.
413772	Dimensions du pansement : 15,5 x 23 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm env. Poids du pansement : 12 g env.
413773	Dimensions du pansement : 15,5 x 28 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 15 x 25 cm env. Poids du pansement : 14 g env.
413774	Dimensions du pansement : 20,5 x 23 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 20 cm env. Poids du pansement : 15,5 g env.
413775	Dimensions du pansement : 20,5 x 28 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm env. Poids du pansement : 19,5 g env.
413776	Dimensions du pansement : 20,5 x 43 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 40 cm env. Poids du pansement : 31 g env.

Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement (excepté la référence 413776).  
Absence de colophane.

### Présentation / Conditionnement

Unitaire sous pochette papier/papier pelable ou unitaire sous blister pelable papier/film.  
Conditionnement en boîte pour une hygiène optimale et une distribution facilitée dans les services.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
413770	10 x 10 cm	/	1	25	/	10	32
413771	10 x 20 cm	/	1	25	/	10	20
413772	15 x 20 cm	/	1	25	/	6	25
413773	15 x 25 cm	/	1	10	/	10	24
413774	20 x 20 cm	/	1	15	/	9	20
413775	20 x 25 cm	/	1	15	/	6	24
413776	20 x 40 cm	1	/	/	10	6	24

Référence	Dimensions blister	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
413770	/	142 x 202 mm	150 x 125 x 204 mm	775 x 265 x 225 mm	1200 x 800 x 1950 mm
413771	/	142 x 299 mm	150 x 125 x 304 mm	775 x 265 x 325 mm	1200 x 800 x 1775 mm
413772	/	196 x 299 mm	205 x 125 x 304 mm	630 x 265 x 325 mm	1200 x 800 x 1775 mm
413773	/	196 x 348 mm	205 x 60 x 354 mm	430 x 320 x 375 mm	1200 x 800 x 1650 mm
413774	/	247 x 299 mm	255 x 80 x 304 mm	785 x 260 x 325 mm	1200 x 800 x 1775 mm
413775	/	247 x 348 mm	255 x 80 x 354 mm	525 x 260 x 375 mm	1200 x 800 x 1650 mm
413776	138 x 248 mm	/	240 x 140 x 145 mm	735 x 295 x 270 mm	1200 x 800 x 1770 mm

### Stérilisation

A la vapeur d'eau.  
Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl Châtenois 67607 SELESTAT Cedex  
Tél : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99  
contact@hartmann.info - http://www.hartmann.info