

## Curettes auriculaires en plastique, à usage unique Spoon, jaune, boîte de 50



### 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

**Nom** : FM Médical

**Adresse** : 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

**Tél** : + 33 (0) 9 72 52 70 35

**Fax** : +33 (0) 9 72 54 07 75

**E-mail** : [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)

**Web** : [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)

### 2. Informations sur le fabricant du dispositif

**Marque** : MEGRO GMBH & CO. KG

**Dénomination** : Curettes auriculaires en plastique, à usage unique Spoon, jaune, boîte de 50

**Référence** : MEG6333

### 3. Descriptif du dispositif

<b>INFORMATIONS SUR LE PRODUIT</b>			
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les curettes auriculaires Bionix® permettent de retirer le cérumen en toute sécurité et en douceur.</li><li>• Les curettes sont flexibles et offrent plus de sécurité que les curettes en acier inoxydable car les blessures au conduit auditif sont évitées.</li><li>• Idéal pour le cérumen mou, en particulier chez les patients qui produisent de grandes quantités de cérumen.</li></ul>		
<b>Couleur</b>	<b>JAUNE</b>		
<b>Matière</b>	<b>Polypropylène incassable</b>	<b>Longueur</b>	<b>150 mm</b>
<b>Diamètre</b>	<b>Ø 4 mm</b>	<b>Usage unique</b>	<b>Oui</b>

### 4. Référence et conditionnement

<b>Référence</b>	<b>Conditionnement</b>
MEG6333	Boîte de 50