



## STERIMA FICHE TECHNIQUE

<b>DATE :</b>	10.09.2014
<b>PRODUIT :</b>	<b>SET DE PANSEMENT SAD 1</b> (grand conditionnement)
<b>N° D'ARTICLE :</b>	<b>706064</b>
<b>COMPOSITION :</b>	- 1 Pince anatomique - 1 Pince anatomique à mors fins - 3 Tampons de gaze - 1 Blister rigide 2 compartiments
<b>CLADIMED :</b>	F51EZ01
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	180 unités par carton Carton : 595 mm x 395 mm x 256 mm 28 cartons par palette
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,5 cm</li><li>• Pince à mors fins : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 12,6 cm</li><li>• Tampons : 100% gaze de coton absorbant - 20 fils - taille noix</li><li>• Blister : 175 x 59 mm - PET/PE 350µm - papier médical 60 g/m<sup>2</sup></li></ul>
<b>MODE DE STERILISATION :</b>	à l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans maximum
<b>UTILISATION :</b>	Set préconisé lors de la réfection de pansements légers
<b>CLASSIFICATION :</b>	I stérile
<b>MARQUAGE CE :</b>	CE-0123 (TÜV)

